

# VISCODERM®



*Hydrogelová náplast*

**Zklidňující, osvěžující a hydratační léčba**  
**Obsahuje 1 hydrogelovou náplast**

## **Dovozce**

IBI, spol. s r.o.®, Praha, www.ibi.cz

## **Indikace**

Přípravek VISCODERM® hydrogelová náplast je indikovaný ke zklidnění, osvěžení a hydrataci kůže po dermatokosmetickém ošetření obličeje a těla.

Díky technologii HYDROGELU se složky postupně uvolňují z náplasti. Specifická molekulární struktura přípravku VISCODERM® hydrogelová náplast umožňuje vázat značné množství vody, které se odpařuje během aplikace, a tím osvěžuje ošetřenou oblast a uvolňuje látky do kůže prostřednictvím osmotického efektu.

## **Použití**

Otevřete obálku a vyjměte náplast. Sejměte PET ochrannou vrstvu. Očistěte pečlivě ošetřovanou oblast. Aplikujte náplast a věnujte pozornost tomu, aby jste ji důkladně přiložili na povrch kůže bez tvorby záhybů, a aby nedošlo k tvorbě vzduchových bublin. Náplast ponechte přiloženou po dobu asi 20 minut, aby mohla účinkovat.

## **Varování**

**Pouze pro jednorázové zevní použití.**

**Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.**

Léčba musí být přerušena v případě viditelného podráždění nebo reakce z přecitlivělosti.

Funkce a bezpečnost produktu jsou zaručeny pouze pokud je obálka s náplastí neporušená. Chraňte před přímým slunečním světlem a zdroji tepla. Pokud je náplast vystavena působení vzduchu, pak vyschne. Po použití zlikvidujte jako běžný odpad.

**Tato etiketa slouží jako příbalová informace.**

SOŽENÍ viz. INGREDIENTS